

## Analyty, které **NELZE** stanovit v plazmě:

ANA Screen

ANA/ENA Typizace

ANCA Screen

ANCA Profil

Anti GAD (protilátky proti dekarboxyláze kys. glutamové)

Anti IA2 (protilátky proti tyrozinofosfatáze)

Anti- Transglutamináza IgA, IgG

Anti TSH (TRAK)

Bordetella parapertussis

Borrelia Western Blot

CCP

dsDNA

Elektroforéza bílkovin

EMA IgA, IgG

ENA Screen

IFE (imunofixace)

IGF-1

Izoenzymy ALP

Lehké řetězce kappa, lambda

Lithium

NSE

PIGF

S-100

Screening Downova syndromu a vrozených vývojových vad (AFP, hCG, free beta-hCG, volný estriol, PAPP-A)

sFlt-1

STH

TPA (tkáňový polypeptidový antigen)